

Wussten Sie ?

Schlechte Augenmuskeln sind der Grund für müde Augen. Die Augenmüdigkeit äußert sich über Unwohlsein, Kopfweg und Sehbeschwerden.


Bestimmte Vorsichtsmaßnahmen können diese Art von Problemen lindern. Um diesen Mangel zu beheben, hat das Kinepod-Labor ein sehr einfaches Hilfsmittel entwickelt, das rehabilitierende Augenbrett.

Dieses Hilfsmittel zur Rehabilitation wird von Orthoptisten verwendet und hat sich zu einem unverzichtbaren Element entwickelt, um Augenprobleme muskulären Ursprungs entgegen zu wirken (80% der Bevölkerung).

„Warten Sie nicht mehr und helfen Sie ihren Augen, stärker zu sein.“



Wenn Sie von einem dieser Probleme betroffen sind...



*Prozentsatz der Linderung pro Bereich (Daten auf Basis von Kinepod-Patientenerhebungen)


...Lindern Sie noch heute Ihre Schmerzen mit Hilfe des Aktiven Augenbretts.

Warum das Aktive Augenbrett ?

Das Aktive Augenbrett rehabilitiert die Muskulatur und die Propriozeption Ihrer Augen. Das propriozeptive System arbeitet kontinuierlich um unsere Balance zu halten. Das Augenbrett ist wesentlich für eine perfekte orthoptische Rehabilitation.

Auch wichtig zu erwähnen ist, dass dieses Augenbrett auch in der Posturologie verwendet wird, um Haltungsschäden entgegen zu wirken, die gerade auch wegen einer Schwäche der Augenmotorik entstehen. Tatsächlich kann ein Mangel in der Motorik der Augen die Ursache einer schlechten Haltung des Kopfes sein, die dann zu Haltungstörungen körperwärts führt.


Aus diesem Grund ist es notwendig die Augenmuskulatur zu stärken, um körperliche Schmerzen zu vermeiden oder ihnen entgegen zu wirken.



Die Benutzung des Augenbrettes ist sehr einfach. Es wird vor die Nase platziert, entweder horizontal oder vertikal, je nach gewünschter Muskelarbeit.

Anschließend

- Fixieren sie zwei Linien, die sich an zwei Punkten der selben Farbe kreuzen



Das sehen Sie, wenn Sie die Übung machen.


- Versuchen Sie die zwei Linien zu verschieben und kreuzen Sie die Punkte der selben Farbe, um an der okularen Abweichung und Angleichung zu arbeiten. Um eine optimale Wirksamkeit zu gewährleisten, kann diese Übung bis zu 20 Minuten am Tag gemacht werden.

Kampf gegen Augenmüdigkeit <


Stärkung der Augenmuskulatur <

Rehabilitation der Koordination
der Augenmuskeln <

Stärkung der okularen Propriozeption <



Finden sie mehr infos unter www.kinepod.com



- Vorbeugend
- Rehabilitierend
- Therapeutisch
- Heilend

Testen Sie das

Aktive Augenbrett

Stärkt Ihre Augen und reduziert die Müdigkeit

